

Caractéristiques techniques :

- Plusieurs paramètres de réglage de l'image;
- Possibilité de stocker jusqu'à 15 images sur le disque dur de l'échographe;
- Possibilité de stocker autant d'images qu'on le souhaite sur clé USB;
- Excellente résolution d'image;
- Grand écran de 10'';
- Modes : B, B+B, B+M, M;
- Zoom local et option « image dans l'image »;
- 2 connecteurs de sonde dans la configuration de base;
- 4 profondeurs d'exploration et possibilité de translation de l'image;
- Mesures : 4 distances, 2 circonférences, 2 surfaces, 1 circonférence ellipsoïdale et 1 volume;
- Rapport d'obstétrique reprenant les mensurations de l'ovaire droit, l'ovaire gauche, l'épaisseur de l'endomètre et les diamètres folliculaires;
- Menu d'obstétrique reprenant 9 paramètres foetaux, le poids foetal, les DDR;
- Ciné vidéo ou Ciné loop avec possibilité d'arrêt sur image;
- 4 zones de focalisation dynamique.

Offre spéciale de garantie :

- 1 an et 1/2 pièces et main d'oeuvre sur toutes les pièces constitutives de l'échographe;
- 1 an de garantie sur la sonde;
- Réparation en 24 heures;
- Formation sur la manipulation de l'échographe d'une durée de 1h assurée par nos ingénieurs gratuitement;
- Assistance téléphonique pour une meilleure utilisation;
- Vidéo de démonstration offerte.

Agence Casablanca

52, Boulevard abdelmoumen, Rés. Al Manar
(Entrée Principale) Magasin N°25 - Code postal 20 100 -
Tél : 05 22 25 41 03 / 05 22 25 09 10 - Fax : 05 22 99 35 89

Agence Rabat

2, Rue Tissa (Av. allal Ben Abdellah à côté du consulat
de France) Rabat Centre - Code postal 10 000 -
Tél : 05 37 70 06 04 / 05 37 70 48 27 - Fax : 05 37 70 51 06

Agence Marrakech

Villa N°32 Lot Boumessmar, Av. Ibn Sina à côté de (Hôpital Errazi)
et (CHU Mohamed VI) AMERCHICH - Code postal 40 080
Tél : 05 24 30 71 94 / 05 24 30 74 04 - Fax : 05 24 30 71 81

Agence Fès

Rés. SAFAE N°78, qu. El WAFA (Face Faculté de Médecine)
Tél : 05 35 61 65 54 - 05 35 61 65 53 - Fax : 05 35 61 65 52

topmedical@menara.ma
www.topmedical.ma

facebook : «topmedical Maroc»

Lamia SAYAH

Ingénieur INSA de Rouen
Directrice commerciale
Gsm : 06 61 100 158

30 ans
de confiance