



Soleoline

Zimmer

SOLEOLINE

SOLEOLINE



Ultrasound, electro- and combination therapies

Combinaison subtile de haute technologie et de 40 ans d'expérience, Soleoline répond à toutes les exigences de la physiothérapie moderne.

Compact
Ergonomique
Haute performance

Avec son grand écran tactile couleur et sa carte mémoire SD, la gamme Soleoline est extrêmement confortable à utiliser, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement des nombreuses applications détaillées dans son guide de traitement.

Soleoline est disponible en 3 versions: thérapie par ultrasons, électrostimulation et thérapie combinée.

Expertise pour tout problème médical

Clairement présenté, les traitements recommandés pour diverses thérapies disponibles en tout temps.

Adapté à votre pratique

- Les paramètres de démarrage personnalisés du programme votre temps de traitement précieux.
- Modifiez les programmes prédéfinis et enregistrez-les pour les adapter vos patients.
- Vos paramètres personnalisés sont enregistrés sur une carte SD.

La conception complète de la nouvelle Soleoline génération allie esthétique et fonctionnalité, ergonomie et durabilité.

Tout simplement magnifique.

Un boîtier élégant et un joli verre capacitif tactile garantissent que Soleo Sono, Soleo Galva und Soleo SonoStim se démarque vraiment dans votre entraine toi.

Magnifiquement simple.

L'interface utilisateur de la nouvelle génération Soleoline a été repensé pour être clair et explicite. C'est même amusant à utiliser avec chaque application.

**Design intelligent -
établit de nouvelles normes**



Soleo Sono combine les possibilités classiques de la thérapie par ultrasons moderne avec le nouveau Processus SonoSwing.

Aide partout où la douleur est

Le transducteur multifréquence ergonomique peut dégager deux fréquences : 0,8 MHz (pour la pénétration) et 2,4 MHz (pour traiter la surface).

Unique

Le procédé breveté SonoSwing vous permet de ajuster le pourcentage des deux fréquences.

En raison du mélange réglable des deux fréquences vous pouvez choisir la profondeur de la chaleur optimale développement.

Gain de temps et sécurité

- Sélectionnez un traitement en fonction des symptômes
- Traitements recommandés pour plus de 50 symptômes
- Jusqu'à 120 favoris et personnalisés les programmes peuvent être stockés

La nouvelle dimension
de la thérapie par ultrasons

SOLEO SONO

Pour le spectre complet de électrothérapie moderne

Avec une grande variété de types actuels, sports spéciaux et programmes de rééducation musculaire Soleo Galva propose une gamme complète de soins.

Deux canaux

Le nombre de variétés différentes dans les 2 canaux. Le mode augmente votre gamme de thérapies.

Twinstim: 1 programme / 2 canaux

Duostim: 2 programmes / 2 canaux

Thérapie sportive

Types et programmes spéciaux supplémentaires actuels vous permettent d'élargir les différents types de sports thérapie que vous offrez.

VacoS: électrothérapie et massage par aspiration

VacoS vous permet d'appliquer facilement des électrodes. Vos patients apprécieront à coup sûr la thérapie effets d'un massage par aspiration pendant l'électrothérapie.



SOLEO SONOSTIM
SOLEO SONOSTIM

SOLEO SONOSTIM

Échographie et électrothérapie tout en un

Soleo SonoStim fait tout ce que Soleo Sono et Soleo Galva font, et il vous permet également de combiner la thérapie par ultrasons avec l'électrothérapie.

Avec sa technologie innovante, plus de 300 indications, ce mobile et high-tech appareil a une vaste gamme d'applications.

Zimmer
MedizinSystem



Thérapie simultanée
La livraison simultanée d'ultrasons et
l'électrothérapie intensifie la thérapeutique
effets de chacun.

Échographie et électrothérapie combinées
- Vraiment facile à utiliser

En raison d'un mélange réglable des deux
fréquences vous déterminez la profondeur
optimale de génération de chaleur.

Thérapie haute performance

Technical Data

SPECIFICATIONS

Version de thérapie par ultrasons	Sono
Fréquences	0,8 MHz: effet profond / 2,4 MHz: effet superficiel Tête d'échographie 1 douille pour une tête étanche multifréquence de 5 cm ² , (1 cm ² en option)
Émission de puissance maximale	3 W / cm ² pour la tête de 5 cm ²
Les modes	Continu et pulsé 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz Impulsion : 110/1 ,5/1 ,3/1 ,2/
Brevet SonoSwing	Sélection de la profondeur d'effet
Couplage	Visuel (2 couleurs) et audio
Programmes	9 programmes spécifiques
Paramètres	Tous les paramètres modifiables sont accessibles via l'écran tactile
Mode d'emploi	Plus de 50 indications thérapeutiques

Version d'électrostimulation	Galva
Chaînes	2 canaux indépendants (programmes, intensités, paramètres)
Électrostimulation	Synchronisé, alternatif, séparé, séquentiel
Types actuels	Galv., LF, biphasique, MF, MF / LF, Interférentiel
Programmes	Plus de 100 programmes spécifiques
Modules spécifiques	Rééducation musculaire / rééducation sportive
Paramètres	Tous les paramètres modifiables sont accessibles via l'écran tactile
Mode d'emploi	Plus de 120 indications thérapeutiques

Version combinée	SonoStim = Sono + Galva
Caractéristiques	Mêmes fonctionnalités que Sono et Galva
Programmes	Plus de 110 programmes, dont 5 pour la thérapie combinée
Mode d'emploi	Plus de 300 indications thérapeutiques

Soleoline	Pour toutes les versions
Carte mémoire SD	Carte mémoire SD 1 Go / 120 entrées mémoire + 120 entrées favorites
Support accessoire	2 supports fournis avec toutes les versions
Dimensions	Largeur 33 cm / Hauteur 13 cm / Profondeur 22 cm / Poids 2 kg

Équipement Vaco	VacoS pour la version Galva ou SonoStim
Modes de fonctionnement	Continu et pulsé de 1 à 8 secondes
Chaînes	2 canaux indépendants
Vide d'application	Réglable de 1 à 60 kPa
Utilisation	Simplifié par un vide d'application pré-réglé à 16 kPa
Contrôle	Sur écran Galva ou SonoStim
Dimensions	Largeur 33 cm / Hauteur 13 cm / Profondeur 22 cm / Poids 3 kg

Options / Accessoires	
Chariot	1 tiroir avec plateau en verre + 1 étagère basse en verre
Électrodes	Électrodes adhésives Zimmer
Télécommande	Sans fil; avec 2 canaux, intensité et démarrage / arrêt

En option : Batterie intégrée



Zimmer MedizinSysteme GmbH
Junkersstraße 9
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel. 291-61 97.31 7 49+
Fax 299-61 97.31 7 49+
export@zimmer.de
www.zimmer.de

